

CARE

Erste Hilfe

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

Der CARE Erste Hilfe ist der ideale Verband für die schnelle Behandlung. Für jede kleine Verletzung, einfach und schnell in der Handhabung. Egal ob Arbeitsverletzungen bei der Montage oder im Alltag, kleinere Schnittwunden und Abschürfungen – CARE Erste Hilfe gehört in jede Tasche.

Eigenschaften

- / Perfekter Wundverschluss
- / Kein Verkleben mit der Wunde
- / Keine Bewegungseinschränkung
- / Latexfrei
- / Dauerelastisch
- / Atmungsaktiv
- / Rutschfest
- / Wasser-, Öl- und Fettfest
- / 4,5 m lang, 2,5 cm breit

Anwendung

Je nach Größe der Wunde den Anfang des selbsthaftenden Pflasters mehrfach falten, damit sich ein Wundkissen bildet. Dieses Wundkissen auf die Wunde legen und mit dem flexiblen Pflaster umwickeln. Das Pflaster abreißen und das Ende auf dem so angelegten Wundverband andrücken, dieser hält dadurch von selbst.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Gebrauchsinformation zu dem Produkt



KBN:
CAREEH